


## **ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE DEL TEST PER LA RICERCA DEL SANGUE OCCULTO FECALE**

Scrivere sull'etichetta NOME, COGNOME e DATA di esecuzione del test.

### ■ **MODALITA' DI RACCOLTA DELLE FECI**

Si consiglia di disporre uno strato di carta igienica all'interno del W.C. in modo da trattenere le feci per il tempo necessario ad eseguire il prelievo.

1. Svitare il tappo della provetta ed estrarlo.
2. Inserire l'asticella unita al tappo in più punti delle feci, fino a coprire le ultime tacchette situate all'estremità.
3. Avvitare il tappo nella provetta e mettere quest'ultima nell'apposita bustina.



### ■ **NOTA BENE**

1. Il prelievo non deve essere eseguito durante il flusso mestruale, né mentre si è affetti da emorroidi.
2. Evitare di contaminare le feci con le urine.
3. Dopo il prelievo la provetta va conservata in frigorifero.

### ■ **RICONSEGNA DEL TEST**

Terminata la raccolta, il test deve essere riconsegnato al più presto, per non alterare il risultato.